

Дополнительная манжета-рука для Won Industry WIC-2008

Прессотерапия



Ваша цена

Розница

11 367 руб.

Оптовая цена

10 912 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительная манжета-рука для WIC-2008

4-секционная дополнительная манжета на руку совместима с аппаратами для прессотерапии Won Industry [WIC-2008](#) и [WIC-2008M](#).

Массаж осуществляется с помощью попеременного нагнетания воздуха в секции манжеты. Давление воздуха в каждой секции контролируется индивидуально.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Won Industry
Страна бренда	Южная Корея
Отрасли	Эстетическая медицина
Количество секций в манжете	4
Давление в манжете, мм рт. ст.	50...280

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.