

## Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов (для BeneHeart D3, D6, D5, D2, C1)

Дефибрилляторы      Арт. 0651-30-77007



### Ваша цена

Розница  
**9 159 руб.\***

**\$100**

Оптовая цена  
**9 159 руб.**

**\$100**

\* ориентировочная цена на 12.05.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

**mindray**

В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Электроды Mindray MR60 для дефибрилляторов и мониторов

Mindray MR60 — это одноразовые внешние дефибрилляционные электроды. Предназначены для проведения реабилитационных действий в первую очередь для взрослых и детей старше 8 лет (тяжелее 25 кг).

В одной упаковке 5 пар электродов.

Электроды не предназначены для повторного использования.

Электроды легко подключить к аппарату. Они совместимы с дефибрилляторами и мониторами Mindray серии BeneHeart C и D.

## Характеристики

### Параметр:

### Показатель:

Артикул

0651-30-77007

Бренд

Mindray

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.