

Инактиватор сыворотки TAGLER ICA-45HT

Инактиваторы сыворотки



Ваша цена

Розница

41 570 руб.

Оптовая цена

39 907 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Объем рабочей камеры, л: 45
- Размеры рабочей камеры, мм: 375×385×315
- Диапазон температур, °C: +56...+57
- Макс. количество пробирок: 480

Товар участвует в акциях:

- Новинка

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Инактиватор сыворотки Таглер ICA-45HT

Прибор предназначен ☒ для использования в серологических лабораториях кожно-венерологических диспансеров, станциях переливания крови и других медицинских учреждениях при постановке серологических реакций на сифилис для инактивации сыворотки и проведения ряда других серологических и иммунологических исследований.

☒ Инактиватор - это специальный суховоздушный термостат со стабильной рабочей температурой в диапазоне от +56°C до +57°C, автоматически поддерживаемой с точностью $\pm 0,3^\circ\text{C}$ и оснащенный системой принудительной циркуляции воздуха.

☒ В камере инактиватора предусмотрена стеклянная полка, установленная на специальных опорах.

☒ На полку в один ряд можно разместить четыре штатива на 40 пробирок. По высоте штативы с пробирками можно укладывать в три ряда, не более. В аппарате, максимально, можно инактивировать до 480 пробирок за один цикл инактивации.

☒ Прибор оснащён электронной панелью управления с двумя цифровыми дисплеями. На экран выводятся значения температуры, таймера обратного отчёта времени. Запуск режима инактивации осуществляется лёгким нажатием кнопки «Пуск».

☒ Если дверца закрыта не плотно — сработает блокировка инактивации и загорится «Индикатор не закрытой двери».

☒ В процессе работы термостата на панели управления индикаторы указывают режим прогрева и режим инактивации. При достижении температуры инактивации запускается таймер обратного отсчёта заданной выдержки 30 минут. При окончании процесса срабатывает звуковой зуммер, при этом нагреватель автоматически отключается.

☒ Допускается загружать пробирки для инактивации в прибор, предварительно разогретый до температуры, близкой к рабочей.

Преимущества

Преимущества Инактиватора ИСА-45НТ

- Электронное управление.
- Два цифровых дисплея:
 ■■■■ дисплей таймера обратного отсчёта времени,
 ■■■■ дисплей температуры.
- Дверь со стеклом.
- Индикатор не закрытой двери.
- Индикатор работы нагревателя.
- Индикатор режима инактивации.
- Расположение пробирок в камере в три ряда.
- Автоматический режим работы;
- Простота эксплуатации;
- Звуковая и световая индикация начала и окончания режима инактивации;
- Температура в камере в диапазоне от +56°C до +57°C с точностью $\pm 0,3^\circ\text{C}$;
- Интенсивная рециркуляция воздуха, благодаря встроенному вентилятору обеспечивает качественный прогрев сыворотки в пробирках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Объём рабочей камеры, л	45
Размеры рабочей камеры, мм	375×385×315
Диапазон температур, °C	+56...+57
Отклонение температуры от заданной, $\pm^\circ\text{C}$	0,3
Макс. количество пробирок	480
Габариты, мм	470×595×400
Вес, кг	25
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.