

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометры



Ваша цена

Розница

5 690 руб.

Оптовая цена

5 500 руб.



В наличии

Области применения:

- Здоровохранение

НДС не облагается

- Диапазон измерений, даН: 5-50
- Цена деления шкалы, даН : 1
- Предел допускаемой абсолютной погрешности, ±даН : 1,5

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02239 от 17.03.2008

Описание

Кистевой динамометр НТМИЗ ДК-50

Динамометр НТМИЗ ДК-50 предназначен для измерения мышечной силы кисти женщин и подростков. Может применяться в клиниках, поликлиниках, больницах, диспансерах, санаториях и спортивных учреждениях.

Это второй по диапазону в линейке динамометров.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02239 от 17.03.2008.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Нижнетагильский медико-инструментальный
завод

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здоровохранение

Диапазон измерений, даН

5-50

Цена деления шкалы, даН

1

Предел допускаемой абсолютной погрешности,

±даН

1,5

Габариты, мм

135×50×25

Вес, кг	0.21
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.