

Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 185

Медицинские центрифуги

Арт. 1203



Ваша цена

Розница

212 342 руб.

Оптовая цена

208 972 руб.

Hettich

Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: микроцентрифуга, с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 14000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 18845

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2018/7958 от 21.12.2018

Описание

Медицинская микроцентрифуга Hettich MIKRO 185

Микроцентрифуга Hettich MIKRO 185 — это компактная центрифуга с отличной вместимостью: 12, 18 или 24 пробирки. Она подходит для широкого круга задач благодаря максимальному ускорению, составляющему 18 845 g, и возможности установки четырёх различных роторов.

Эта центрифуга позволяет работать с пробирками для педиатрии, микропробирками и ПЦР-наборами. Ротор 1213-A может центрифугировать спин-колонки (mini-preps).

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к центрифуге Hettich MIKRO 185



Арт. 1226-А. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, g: 18 845.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.



Арт. 1252-А. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, g: 15 558.
- Максимальная вместимость: 12×2 мл.



Арт. 1258-А. 18-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, g: 16 654.
- Максимальная вместимость: 18×2 мл.



Арт. 1213-A. 18-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, g: 16 654.
- Максимальная вместимость: 18×2 мл.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1203
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	микроцентрифуга, с естественным охлаждением
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	14000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	
	18845
Максимальный шум, дБ	54
Макс. количество пробирок	24×2 мл
Габариты, мм	261×353×228
Вес, кг	11
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	330
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.