


Пластиковые щитовые медицинские носилки Defeng DDJ-6D

Медицинские носилки

Арт. DDJ-6D



Ваша цена

Розница

8 866 руб.

Оптовая цена

8 512 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Материал носилок: пластиковые
- Особенности носилок: щитовые
- Длина носилок, см: 135

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2021/14332 от 14.05.2021

Описание

Медицинские носилки Defeng DDJ-6D

DDJ-6D – это жёсткие пластиковые медицинские носилки с ремнями. Предназначены для транспортировки пациентов в зонах действия экстренной медицинской помощи и служб спасения при проведении аварийно-спасательных работ в полевых условиях. Их используют для иммобилизации и транспортировки пострадавших с травмами спины и шейного отдела позвоночника. Носилки обеспечивают прозрачный доступ для рентгенологического обследования пациента без непреднамеренных смещений позвоночной зоны. Также их можно использовать для спасения на воде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/14332 от 14.05.2021.

Носилки сделаны из пластика HDPE (ПНД, пластика низкого давления). Возможно проведение рентгеновского исследования, компьютерной или магнитно-резонансной томографии пациента прямо на носилках.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	DDJ-6D
Бренд	Jiangsu Defeng Medical Equipment
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение, Для скорой помощи
Материал носилок	пластиковые
Особенности носилок	щитовые

Длина носилок, см	135
Максимальная нагрузка, кг	160
Регулируемые ремни безопасности, шт.	3
Габариты, мм	1350×350×50
Вес, кг	6
Вес в упаковке, кг	7.5
Габариты в упаковке, см	143×38×7
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.