

## Медицинские весы Масса-К ВЭМ-150.3-А3

Медицинские весы      Арт. 25958



### Ваша цена

Розница

**17 700 руб.**

Оптовая цена

**15 611 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 10/20/50
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 200
- Размер платформы, мм: 520×395
- Весы предназначены: для взрослых и детей постарше

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02905 от 04.05.2022

## Описание

### Медицинские весы Масса-К ВЭМ-150.3-А3

Весы «ВЭМ-150.3-А3» предназначены для использования в медицинских, спортивных и оздоровительных учреждениях. Это стационарный вариант весов ВЭМ с ЖК-дисплеем на стойке. Дисплей расположен на высоте 80 см.

Весы могут отображать разность результатов двух взвешиваний. Результат взвешивания высвечивается на индикаторе весов в течение 10-15 секунд после разгрузки платформы. Диапазон тарирования: 50 кг.

Весы сертифицированы удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения №8470; ФСР 2008/02905 от 10.04.2018.

Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 56 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

В комплект входят: сами весы, резиновый коврик, сетевой адаптер.

Допускается санобработка весов (дезинфекция и облучение кварцем).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

25958

Бренд

Масса-К

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Страна бренда                           | Россия                                 |
| Отрасли                                 | Здравоохранение, Для кабинета педиатра |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 200                                    |
| Дискретность, г                         | 10/20/50                               |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 200                                    |
| Класс точности                          | Средний (III)                          |
| Размер платформы, мм                    | 520×395                                |
| Габариты, мм                            | 520×395×800                            |
| Вес, кг                                 | 12.3                                   |
| Вес в упаковке, кг                      | 14.2                                   |
| Электропитание, В                       | 220                                    |
| Страна производства                     | Россия                                 |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.