

## Негатоскоп TAGLER НЛ-2

Негатоскопы    Арт. НЛ-2



### Ваша цена

Розница

**12 830 руб.**

Оптовая цена

**12 317 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Размеры негатоскопа: двухкадровый
- Размеры просмотрового экрана, мм: 435×880
- Источник света: флуоресцентные лампы
- Количество ламп: 4
- Есть регулировка яркости: нет, без регулировки

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2021/15393 от 06.12.2023

## Описание

### Негатоскоп общего назначения TAGLER НЛ-2

Двухкадровый люминесцентный негатоскоп TAGLER НЛ-2 предназначен для просмотра радиографических снимков (рентгенограмм, томограмм и т. д.) или ультразвуковых изображений в проходящем свете.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2021/15393 от 23.09.2021.

Негатоскоп излучает направленный, однородно-распределённый свет. Источник света — четыре матовые люминесцентные лампы Т8 15 В длиной 438мм с цоколем G13. Цветовая температура ламп более 6500 К. Неравномерность освещения экрана: не более 35 %. Яркость свечения экрана: не менее 1500 кд/м². Срок службы ламп (наработка на отказ): 30 000 часов.

Экран из матового молочно-белого акрилового стекла не даёт бликов. Корпус выполнен из пластика.

Негатоскоп можно устанавливать на горизонтальную поверхность, для чего на нижней стороне корпуса предусмотрены резиновые опоры, или располагать на стене, используя для этого крепёжные элементы, установленные на задней стенке изделия.

Для фиксации рентгенограмм по контуру экрана имеется паз, удерживающий рентгенограммы.

В линейке есть меньшая по размеру модель [НЛ-1](#) (однокладовая).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

НЛ-2

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Отрасли                          | Здравоохранение      |
| Размеры негатоскопа              | двухкадровый         |
| Размеры просмотрового экрана, мм | 435×880              |
| Источник света                   | флуоресцентные лампы |
| Количество ламп                  | 4                    |
| Есть регулировка яркости         | нет, без регулировки |
| Габариты, мм                     | 475×920×130          |
| Вес, кг                          | 6                    |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.