

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

9 430 руб.

Оптовая цена

9 053 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 2-15 закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей.

Может работать непрерывно в течение дня, предотвращая повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от его категории и количества находящихся в нём людей.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2020 РЗН 2020/11444.

Источник излучения — две бактерицидных ультрафиолетовых лампы, которые не выделяют озон и безопасны для длительного использования.

Корпус облучателя сделан из стали, покрытой специальной порошковой краской, которая устойчива к дезинфицирующим средствам.

Defender 2-15 крепится на стене в вертикальном положении. Также можно дополнительно приобрести стойку на колёсиках и легко перемещать рециркулятор между комнатами.

В зависимости от объёма и категории помещений рекомендована следующая длительность обработки

Объём помещений, м ³
Рекомендуемое время обработки (не менее, мин.)

Жилые квартиры, курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ

Детские игровые комнаты, школьные классы, детские дома, дома инвалидов, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании

Палаты, кабинеты и др. помещения ЛПУ (помещения III категории)

до 60

60

90

120

от 61 до 120

120

180

240

Пример: для эффективной обработки помещения игровой комнаты площадью 35 м² и высотой потолка 3 м (объём помещения — 105 м³) требуется не менее 180 мин работы рециркулятора.

Если вам нужно обеззаразить помещение большой площади, то обратите внимание на более мощную модель рециркулятора: Defender 3-15C (с тремя лампами). Для небольших помещений есть Defender 1-15C (с одной лампой).

Облучатели-рециркуляторы «Дефендер» изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (лицензия Росздравнадзора на производство медтехники № ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 2-15

- Defender 2-15 закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутная разрядная лампа низкого давления, которая даёт коротковолновое УФ-излучение с максимумом в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

TAGLER

Страна бренда

Россия

Количество УФ-ламп, шт.

2

Мощность одной УФ-лампы, Вт

15

Производительность, м³/ч

60

Площадь помещения (при высоте потолка 3 м),

м²

15-20

Способ крепления

на подставку, на стену

Уровень шума, дБ

30

Срок службы УФ-ламп, часов

8000

Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	780×150×80
Вес, кг	3.8
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	55
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.