

## Паровой стерилизатор Белаквилон BA slave 150 V

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



### Ваша цена

Розница  
**932 959 руб.\***

**\$10,186**

Оптовая цена  
**899 620 руб.**

**\$9,822**

\* ориентировочная цена на 21.05.2024, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

- Тип загрузки: вертикальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 150
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø500×765
- Диапазон температур, °C: 105-132
- Максимальное рабочее давление, МПа: 2,2

**Наличие регистрационного удостоверения**



**В наличии**

### Области применения:

- Здравоохранение

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Белаквилон
Страна бренда	Беларусь
Отрасли	Для отделения стерилизации
Тип загрузки	вертикальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объем рабочей камеры, л	150
Размеры рабочей камеры, мм	Ø500×765
Диапазон температур, °C	105-132
Отклонение температуры от заданной, ±°C	1
Максимальное рабочее давление, МПа	2,2
Габариты, мм	755×955×1200
Электропитание, В	230
Страна производства	Беларусь

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.