

Ручная центрифуга Hettich

Медицинские центрифуги

Арт. 1014



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу

Hettich

Под заказ

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: ручная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 1298

Товар участвует в акциях:

- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/09920 от 18.05.2012

Описание

Ручная центрифуга Hettich

Универсальная ручная центрифуга крепится к любому столу и работает без электропитания. Благодаря самосмазывающемуся передаточному механизму она не требует технического обслуживания.

В соответствии с национальными директивами каждое фармацевтическое учреждение должно иметь центрифугу. Благодаря тому, что ручная центрифуга может работать без электричества, её можно использовать вдали от населённых пунктов или в случае сбоя электропитания.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к ручной центрифуге Hettich

Арт. 1014. 4-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 3000.
- Максимальное ускорение, g: 1298.
- Максимальная вместимость: 4×15 мл.

Арт. 1014. 4-местный ротор

- Угол наклона: 50°.
- Максимальная скорость, об/мин: 3000.
- Максимальное ускорение, g: 1077.
- Максимальная вместимость: 4×15 мл.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1014
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	с естественным охлаждением
Размер центрифуги	ручная
Макс. скорость вращения, об/мин	3000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	
	1298
Макс. количество пробирок	4x15 мл
Габариты, мм	140×175×285
Вес, кг	0.9
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.