

## Термостат СКТБ ТС-1/80 СПУ без охлаждения

Термостаты-инкубаторы      Арт. 1001



### Ваша цена

Розница

**45 870 руб.**

Оптовая цена

**42 425 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °C: +25...+60

Товар участвует в акциях:

- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2007/01585 от 27.12.2007

## Описание

### Термостат СКТБ ТСО-1/80 СПУ без охлаждения

Термостат применяется для проведения бактериологических и серологических исследований, обеспечивая:

- равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха;
- установку и регулирование температуры;
- автоматический контроль температуры в рабочей камере;
- цифровую индикацию текущей и установленной температуры;
- визуальный контроль процесса за счёт стеклянной двери;
- сохранение введённой информации при отключении электропитания.

## Преимущества

### Преимущества СКТБ ТСО-1/80 СПУ

Термостат отличается:

- Минимальным временем выхода на рабочий режим.
- Малым энергопотреблением.
- Звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры.
- Простотой в эксплуатации.
- Высокой надёжностью в работе.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Артикул                                 | 1001                          |
| Бренд                                   | Смоленское СКТБ СПУ           |
| Страна бренда                           | Россия                        |
| Дополнительный функционал               | есть принудительная конвекция |
| Объём рабочей камеры, л                 | 80                            |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 396×393×496                   |
| Диапазон температур, °C                 | +25...+60                     |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,4                           |
| Время нагрева, мин, не более            | 120                           |
| Габариты, мм                            | 525×521×721                   |
| Вес, кг                                 | 40                            |
| Электропитание, В                       | 220                           |
| Потребляемая мощность, Вт               | 250                           |
| Страна производства                     | Россия                        |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.