

## Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS100

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



- Дополнительный функционал: есть естественная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 105
- Диапазон температур, °C: 50...250

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2011/11014 от 01.03.2017

Области применения:

- Здравоохранение

### Описание

#### Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS100

Воздушный стерилизатор Thermo Scientific Heratherm OGS100 — это средний по размеру сухожар, который оптимально подходит для повседневных применений, связанных с нагревом и сушкой до 250 °C. Микропроцессорное управление обеспечивает высокую однородность и стабильность температуры внутри рабочей камеры.

Это стерилизатор с естественной вентиляцией, которая обеспечивает деликатную сушку и нагрев с низкой турбулентностью воздуха. Такая вентиляция идеальна при работе с материалами, чувствительными к воздушным потокам, например, порошками и тонкими плёнками.

Объем внутренней камеры: 105 литров.

Пространственное отклонение (однородность) температуры при +150 °C:  $\pm 4,0$  °C.

Отклонение температуры в динамике по времени (стабильность) при +150 °C:  $\pm 0,4$  °C.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2011/11014 от 01.03.2017.

Сухожаровые шкафы Heratherm имеют гладкую внутреннюю обшивку с закруглёнными углами, которую легко чистить. Двери могут открываться на угол более 180°, что обеспечивает простой доступ к образцам. В комплект поставки входят две полки. Максимальная нагрузка на полку: 25 кг.

### Преимущества

#### Преимущества Thermo Scientific Heratherm OGS100

- Низкий уровень энергопотребления.
- Встроенный таймер.
- Отличное соотношение занимаемой площади и объёма.
- Заслонка на входе свежего воздуха позволяет регулировать подачу воздуха.
- Большой вакуумный люминесцентный дисплей с высокой контрастностью.
- Простые в использовании сенсорные кнопки с микропроцессорным управлением.
- Автоматическая система сигнализации при перегреве для защиты образцов.
- Есть стандартный интерфейс RS232.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Бренд                                   | Thermo Fisher Scientific       |
| Страна бренда                           | США                            |
| Отрасли                                 | Для отделения стерилизации     |
| Дополнительный функционал               | есть естественная конвекция    |
| Объём рабочей камеры, л                 | 105                            |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 438×580×414                    |
| Диапазон температур, °C                 | 50...250                       |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,4                            |
| Количество полок                        | 2 стандартное, 16 максимальное |
| Габариты, мм                            | 640×820×565                    |
| Вес, кг                                 | 53                             |
| Электропитание, В                       | 230                            |
| Страна производства                     | Германия                       |

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.